

Antes de medir tu glucosa

1

1. Lávate las manos



2

2. Abre el tubito
y saca una
tira reactiva



3

3. Coloca la
tira reactiva en
el glucómetro

Al insertarla,
escucharás un pitido.



Prepara el portalancetas

4.

**Toma la
pluma cerrada**



5.

**Abre la
pluma**



6.

**Coloca la
lanceta en
la pluma**



Finaliza la preparación

- 7.** Quite la tapa protectora de la lanceta



- 8.** Establezca la profundidad de punción



- 9.** Hale el control de introducción



Realiza la medición

- 10.** Pincha la yema de tu dedo



- 11.** Coloca la muestra en el borde de la tira reactiva



- 12.** Espera unos segundos y aparecerá el resultado

